

HyStool®

100% Water Soluble

Stool Sample Collection Bags

Flushable, Hygienic, Biodegradable
Environmentally Friendly



Instructies voor gebruik



Istruzioni per l'uso



Instrucciones de uso

www.hystool.com



HyStool Ltd, Aberlady, Scotland, Great Britain



1. Ga plassen voordat je het gebruikt.

HyStool-zakjes zijn 100% oplosbaar in water en kunnen oplossen bij contact met water.



2. HyStool-zakjes worden aan de toiletbril bevestigd. De bril moet droog zijn.

Als de bril vochtig is, kunnen de stickers niet goed blijven zitten. Droog de bril indien nodig voordat je het zakje gebruikt.



3. Het HyStool-zakje zit opgevouwen in een verpakking.

Haal het eruit en vouw het helemaal open voordat je het op de toiletbril plaatst



4. Verwijder het papier van de twee stickers aan de brede kant van het zakje en plak ze achter op de toiletbril.

De gevouwen zijden van het zakje komen langs de zijkanen van de bril.



5. Verwijder het papier van de laatste twee stickers, trek het zakje naar voren en plak het op de bril zoals aangegeven.

Laat vooraan een kleine opening, zodat eventueel urine niet in het zakje komt.



1. Vai in bagno a fare pipì prima dell'uso.

I sacchetti HyStool sono 100% solubili in acqua e possono sciogliersi se toccano l'acqua.

2. I sacchetti HyStool si fissano alla tavoletta del water. La superficie deve essere asciutta.

Se è umida, gli adesivi potrebbero non attaccarsi bene. Se necessario, asciuga la tavoletta prima di applicare il sacchetto.

3. Il sacchetto HyStool è piegato all'interno della confezione.

Toglilo e aprilo completamente prima di fissarlo alla tavoletta del water.

4. Rimuovi la pellicola dai due adesivi sul lato largo del sacchetto e fissali sul retro della tavoletta.

I lati piegati del sacchetto devono trovarsi ai lati della tavoletta.

5. Rimuovi la pellicola dagli ultimi due adesivi, tira il sacchetto in avanti e fissalo alla tavoletta come mostrato.

Lascia un piccolo spazio davanti per evitare che l'urina accidentale finisca nel sacchetto.



1. Ve al baño a orinar antes de usarlo.

Las bolsas HyStool son 100 % solubles en agua y pueden disolverse si entran en contacto con agua.

2. Las bolsas HyStool se colocan en el asiento del inodoro. El asiento debe estar seco.

Si está húmedo, los adhesivos pueden no pegarse bien. Si es necesario, seca el asiento antes de usar la bolsa.

3. La bolsa HyStool viene doblada dentro de un paquete.

Sácala y ábrela completamente asiento del inodoro.

4. Retira el papel protector de los dos adhesivos en el lado ancho de la bolsa y pégalos en la parte trasera del asiento.

Los lados doblados de la bolsa deben quedar a los lados del asiento.

5. Retira el papel de los otros dos adhesivos, estira la bolsa hacia adelante y pégala al asiento como se indica.

Deja un pequeño espacio en la parte delantera para evitar que la orina accidental caiga dentro de la bolsa.



6

6. Leg wat toiletpapier op de bodem van het zakje.

Dat voorkomt dat natte ontlasting het zakje raakt, omdat het kan oplossen bij contact met water.



7

7. Gebruik het toilet zoals gewoonlijk.

Na de stoelgang neem je zo snel mogelijk het monster uit het HyStool-zakje.



8

8. Neem een ontlastingsmonster uit het HyStool-zakje met het bijgeleverde hulpmiddel.



9

9. Trek de stickers van de toiletbril en laat het zakje met inhoud in het water vallen.

Gewoon doorspoelen. HyStool-zakjes zijn 100% wateroplosbaar.



10

10. Als het zakje niet in één keer doorspoelt, spoel dan opnieuw.

Eventuele resten in de pot kunnen met een borstel worden verwijderd. Stickerresten op de bril veeg je weg met een vochtige doek.

6. Metti un po' di carta igienica sul fondo del sacchetto.

Aiuta a evitare che le feci umide tocchino il sacchetto, che può sciogliersi a contatto con l'acqua.

7. Usa il water normalmente.

Dopo l'evacuazione, raccogli il campione il prima possibile dal sacchetto HyStool.

8. Raccogli un campione di feci dal sacchetto HyStool usando il dispositivo di raccolta.

9. Rimuovi gli adesivi dalla tavoletta e lascia cadere il sacchetto con il contenuto nell'acqua.

Basta tirare lo sciacquone. I sacchetti HyStool sono 100 % solubili in acqua.

10. Se il sacchetto non si scarica al primo tentativo, tira di nuovo lo sciacquone.

Eventuali residui nel WC possono essere rimossi con la spazzola. Se rimane della colla sul sedile, puliscila con un panno umido.

6. Coloca un poco de papel higiénico en el fondo de la bolsa.

Esto ayuda a evitar que las heces húmedas toquen la bolsa, ya que puede disolverse al mojarse.

7. Usa el inodoro con normalidad.

Después de defecar, recoge la muestra lo antes posible de la bolsa HyStool.

8. Recoge una muestra de heces de la bolsa HyStool usando el dispositivo de recogida.

9. Retira los adhesivos del asiento del inodoro y deja que la bolsa con su contenido caiga al agua.

Simplemente tira de la cadena. Las bolsas HyStool son 100 % solubles en agua.

10. Si la bolsa no se va al primer intento, tira de la cadena otra vez.

Cualquier residuo en la taza puede eliminarse con el cepillo. Si quedan restos de adhesivo en el asiento, límpialos con un paño húmedo.