



6

6. Place some toilet paper in bottom of the bag.

Toilet paper helps prevent a wet stool from touching the bag. The bag may dissolve if it gets wet.



7

7. Use toilet as normal.

After your bowel movement collect the stool sample from the HyStool bag as soon as possible.



8

8. collect a stool sample from the HyStool bag using a collection device.



9

9. Peel the stickers from the toilet seat and let the bag and contents to fall into toilet water.

Simply Flush Away. HyStool bags are 100% water soluble.



10

10. If the bag doesn't flush the first time, flush again. Any residue in the bowl can be brushed away.

If sticker marks are left on the seat, wipe them off with a damp cloth.

6. Metti un po' di carta igienica sul fondo del sacchetto.

Aiuta a evitare che le feci umide tocchino il sacchetto, che può sciogliersi a contatto con l'acqua.

7. Usa il water normalmente.

Dopo l'evacuazione, raccogli il campione il prima possibile dal sacchetto HyStool.

8. Raccogli un campione di feci dal sacchetto HyStool usando il dispositivo di raccolta.

9. Rimuovi gli adesivi dalla tavoletta e lascia cadere il sacchetto con il contenuto nell'acqua.

Basta tirare lo sciacquone. I sacchetti HyStool sono 100 % solubili in acqua.

10. Se il sacchetto non si scarica al primo tentativo, tira di nuovo lo sciacquone.

Eventuali residui nel WC possono essere rimossi con la spazzola. Se rimane della colla sul sedile, puliscilo con un panno umido.

6. Coloca un poco de papel higiénico en el fondo de la bolsa.

Esto ayuda a evitar que las heces húmedas toquen la bolsa, ya que puede disolverse al mojarse.

7. Usa el inodoro con normalidad.

Después de defecar, recoge la muestra lo antes posible de la bolsa HyStool.

8. Recoge una muestra de heces de la bolsa HyStool usando el dispositivo de recogida.

9. Retira los adhesivos del asiento del inodoro y deja que la bolsa con su contenido caiga al agua.

Simplemente tira de la cadena. Las bolsas HyStool son 100 % solubles en agua.

10. Si la bolsa no se va al primer intento, tira de la cadena otra vez.

Cualquier residuo en la taza puede eliminarse con el cepillo. Si quedan restos de adhesivo en el asiento, límpialos con un paño húmedo.